

VISITE NOSSO SITE
www.dellab.com.br



DEL LAB

Comparador Colorimétrico com Prisma Modelo DLH 2000



**EXCLUSIVO PRISMA
ÓTICO PARA
JUNÇÃO DE
IMAGENS
PROPORCIONANDO
UMA LEITURA MAIS
PRECISA DOS
RESULTADOS**

- Extremamente prático e preciso para análises no campo e também no laboratório.
- Amplo campo visual.
- Construído em termoplástico de engenharia, injetado, com altíssima resistência química e mecânica.
- Contém : Porta cubas para duas cubetas . Filtro de alta sensibilidade, para homogeneização de luz. Prisma ótico de junção de imagem . Porta disco intercambiável, para uso com discos colorimétricos de vários parâmetros. Leitura frontal.
- Acompanha: 2 Cubetas calibradas, com percurso ótico de 13,5mm. Prática maleta, para acondicionamento e transporte.

Equipamento sujeito a modificações sem prévio aviso.

DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA
Rua Profª. Ergília Micelli nº 541 Araraquara – SP.CEP: 14808 – 110
Fone/ Fax: (16) 3322.7020 e-mail: dellab@dellab.com.br