


## ELETRODO COMBINADO DE pH

### Modelo PH - EL

### Eletrodo combinado universal

Usado em laboratórios ou indústrias onde prevaleçam condições normais



#### Características do produto

- referência AG/AGCL,
- Tipo escoamento;
- eletrólito interno KCL 3M saturado com AGCL;
- corpo em vidro reforçado, com diafragma
- junção cerâmica pontual
- abertura para reposição do eletrólito
- pH: 0 a 14
- temperatura: 5 a 90 °C
- isopotencial: 7 +/- 0,5
- resistência: 200 M  $\Omega$
- conector BNC