

CUBETA PARA COMPARADOR PORTÁTIL DLH 2000 Marca DEL LAB

MEDIDAS

DIÂMETRO INTERNO – 13,5 mm

**MARCA DEL LAB e
SETA INDICADORA**

MARCAÇÃO DE 5ml



ALTURA - 95 mm

DIÂMETRO EXTERNO – 15,5 mm

Fabricadas em vidro ótico com parede de 1 mm e tolerância de até 0,3 mm em suas dimensões.

1. As cubetas devem sempre estar completamente limpas, secas e sem riscos,
2. As cubetas devem ser bem lavadas com água corrente após cada utilização ,
3. As cubetas devem ser mantidas preferencialmente nos orifícios do Comparador,
4. Durante a manipulação das amostras serem seguras preferencialmente pela borda para evitar marcas de dedos.

DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA

Rua Profª. Ergília Micelli nº 541 Araraquara – SP.CEP: 14808 – 110

Fone/ Fax: (16) 3322.7020 e-mail: dellab@dellab.com.br